

t:slim X2



משאבת אינסולין Tandem t:slimX2 עם טכנולוגיית Control-IQ™

משאבה אינסולין היברידיית, מתקדמת, במעגל סגור שמתחברת לסנסור רציף דקסקום G7/G6.

המשאבה משווקת בלמעלה מ-24 מדינות ובשימוש של למעלה מ-500,000 מטופלים והינה המשאבה המומלצת ביותר בארה"ב על ידי אנשים החיים עם סוכרת*.

המשאבה מחקה את פעילות הבלב. טכנולוגיית Control-IQ™ צופה את ערכי הסוכר 30 דקות קדימה, מעדכנת את כמות האינסולין הבסיסי המוזלף בהתאם לכך כל 5 דקות ובנוסף נותנת בולוס תיקון אוטומטי במידת הצורך (עד פעם בשעה). בדרך זו היא מסייעת בהגדלת משך הזמן בטווח התקיין (70-180 מ"ג/ד"ל) * ומסייעת במניעת מצבי קיצון של סוכרים נמוכים או גבוהים.

❖ Tandem מאושרת לשימוש מגיל 6 (הוגשה בקשה ל FDA לאישור מגיל שנתיים).

❖ המשאבה קטנה בכ- 38% ממשאבות אחרות, בעלת מסך מגע צבעוני, סוללה נטענת ומאוד קלה לשימוש.

❖ Tandem תמיד נשארת מעודכנת – ממש כמו טלפון חכם, בכל עדכון של טכנולוגיה ו/או תכונות חדשות, ניתן לעדכן את התוכנה של טנדם וכך בכל פעם לקבל משאבה חדשה (ולא משאבה שמתיישנת).

❖ למשאבת טנדם מצבים מיוחדים – מצב שינה ומצב ספורט, וכן אפשרות לבנות פרופילים אישיים המותאמים לכל משתמש.

❖ משאבת Tandem מאושרת בסל הבריאות עד גיל 40

❖ המשאבה זמינה בקופות החולים כללית, מכבי ומאוחדת

❖ משאבת טנדם מאושרת ע"י FDA, CE ומשרד הבריאות הישראלי

dexcom G6

- דקסקום הוא סנסור רציף מתקדם לניטור רמות סוכר בדם שמאושר FDA ו CE לשימוש מגיל שנתיים ולנשים בהריון, ומאושר לקבלת החלטות טיפוליות. ללא בדיקות דם באצבע, ללא סריקות וללא כיולים.
- דקסקום מודד בצורה רציפה את רמות הסוכר בנוזל הבית תאי, ושולח אחת לחמש דקות את המידע לטלפון הנייד ו/או למקלט. יכולת זו מאפשרת לכל אדם לדעת מה רמת הסוכר שלו, מה מגמת הסוכר ולקבל התראות על סוכר גבוה/נמוך, עליה או ירידה של סוכר ו – 20 דקות לפני היפוגליקמיה. בדרך זו ניתן לייעל מאוד את הטיפול בסוכרת, להמנע ממצבי קיצון ולשפר את מדדי הסוכרת.

רמת דיוק גבוהה – לדקסקום רמת דיוק גבוהה (MARD = 9%)

חיבור לגוף במגוון אתרים – ניתן לחבר דקסקום לגוף על היד, על הבטן ובילדים גם בחלק האחורי של הגב.

התראות חכמות - לדקסקום יש מגוון התראות על רמות סוכר נמוכות או גבוהות בדם, וגולת הכותרת שלו היא התרעה של כ-20 דקות לפני ההגעה לרמת סוכר של 55 מ"ג (היפוגליקמיה).

חיבור למשאבה במעגל סגור - דקסקום מתחבר במעגל סגור למשאבת האינסולין ההיברידיית המתקדמת טנדם.

אפליקציית DEXCOM FOLLOW - ניתן לשתף את הנתונים שנמדדים בדקסקום עם עד 10 עוקבים. כך מאפשר הדקסקום להורים ובני משפחה להיות מעודכנים ברמות הסוכר של ילדם גם כשהם לא לידם .

אפליקציית DEXCOM CLARITY - תוכנת הקלריטי מעניקה למשתמשי Dexcom גישה ישירה לתובנות חשובות שיעזרו להם בניהול הסוכר ומעקב אחר מגמות ודפוסי הסוכר מכל מקום ובכל זמן בעזרת מערכת ניתוח נתונים מבוססת ענן , ומאפשרת שיתוף מרפאת הסוכרת שלך למעקב נוח ויעיל בכל ביקור/

בקרוּב נשיק את DEXCOM G7, כל התכונות של דקסקום G6 קיימות גם בG7 עם שיפורים :

- ✓ ALL IN ONE סנסור ומשדר ביחידה אחת
- ✓ קטן ב-60% מה G6
- ✓ זמן חימום של 30 דקות בלבד
- ✓ 12 שעות ארכה נוספות לסנסור (GRACE PERIOD)
- ✓ רמת דיוק גבוהה יותר



חברת דקסקום, המובילה העולמית בתחום ניטור רציף של סוכר, משיקה בישראל את הדור הבא של הטכנולוגיה שלה **Dexcom G7**. הסנסור החדשני מאפשר לילדים מגיל שנתיים, מבוגרים ונשים בהיריון לנטר באופן רציף ומדויק את רמות הסוכר בדם. **Dexcom G7** כולל שיפורים משמעותיים בנוסף ליתרונות שכבר קיימים בדקסקום G6.

✓ all in one (החיישן והמשדר הם יחידה אחת).

✓ הסנסור הרציף הכי קטן - Dexcom G7 קטן ב60% מ-Dexcom G6.

✓ זמן חימום חיישן 30 דקות בלבד.

✓ רמות דיוק גבוהות- MARD 8.2%

✓ חיבור למשאבת טנדם במעגל סגור

✓ *Grace period*-תוספת של 12 שעות להחלפת חיישנים (בתום 10 ימים של פעולת החיישן).

✓ אפליקציה חדשה לטלפון הנייד, מעוצבת אינפורמטיבית עם שילוב Dexcom Clarity

✓ מצב שקט - התראה חדשה, המאפשרת לך להשתיק את כל ההתראות למשך עד 6 שעות- כאשר הגדרה זו מופעלת, כל ההתראות

של Dexcom G7 יהיו שקטות. עם זאת, ההתראות עדיין יוצגו במכשיר התצוגה של המשתמש.

✓ מקלט (אופציונלי) מעוצב מחדש, קטן יותר, עם תצוגה ברורה יותר וקלה יותר לקריאה

✓ בהמשך חיבור ישיר ל-Apple Watch

גלוקומטר **CONTOUR® PLUS ELITE**

מד הסוכר אשר ינתן למבוטחי הקופה הינו
CONTOUR PLUS ELITE המדויק והמתקדם מבית חברת אסנסיה.

- 1. קבלת החלטות מושכלת
- **smartLIGHT®** מאפשרת לפרש את קריאות רמת
- הסוכר בדם במהירות ובקלות באמצעות אורות צבעוניים המזהים בבירור אם הקריאה נמצאת מעל, בתוך או מתחת לטווח היעד שלכם.



- 2. בדיקה פשוטה בשלושה שלבים בלבד
- צעד 1- הכנסת המקלון לגלוקומטר מדליקה אותו
- צעד 2- הדם נשאב אל מקלון הבדיקה דרך הקצה
- צעד 3 – צפייה בתוצאות לאחר 5 שניות

- 3. רמת דיוק גבוהה

- 4. מתחבר לאפליקציית **CONTOUR® DIABETES** המאפשרת העלאת הנתונים ליומן וירטואלי ושיתוף עם המרפאה

- קיים בכללית ומאוחדת